


## MONTAGEANLEITUNG

# FIXE RUNDROHRKLEMME UNIVERSELLE RUNDROHRKLEMME

## ASSEMBLY INSTRUCTION

# FIXED POLE CLAMP UNIVERSAL POLE CLAMP

**WARNHINWEISE** 

Überprüfen Sie das Gewicht des zu befestigenden ME-Gerätes. Die zulässige Gewichtsbelastung finden Sie auf dem entsprechenden Produktdatenblatt.

Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Geräteschäden oder Verletzung von Personen führen.

Die CIM med GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage entstanden sind.

Veränderungen am Produkt, Demontage einzelner Komponenten, Montage bzw. Zusammenbau der Einzelteile in anderer Form als nachfolgend beschrieben, sind nur nach ausdrücklicher und schriftlich erteilter Genehmigung durch die Konstruktionsabteilung der CIM med GmbH zulässig. Für Schäden, die durch nicht genehmigte Produktänderungen entstehen, übernimmt die CIM med GmbH keine Haftung.

Die weiterführende Gebrauchsanweisung und der Inspektionsplan sind für Endanwender bestimmt.

**WARNING** 

Please check the weight of the ME equipment to be mounted. The permissible total weight is mentioned on the corresponding data sheet.

Failure to follow these warnings may result in damage to equipment or injury to people.

CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage due to poor installation.


Product modifications, disassembling and reassembling and/or mounting any of the components in any other way than described below are permitted only after written approval by the CIM med GmbH construction and engineering department. CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage or injury caused by product modifications and/ or amendments without prior permission from CIM med GmbH.

The additional instructions for use and the inspection plan are intended for end users.


# LIEFERUMFANG

# SCOPE OF DELIVERY


**1** FIXE RUNDROHRKLEMME  $\varnothing 25$  / FIXED POLE CLAMP  $\varnothing 25$




**1B** FIXE RUNDROHRKLEMME  $\varnothing 30$  / FIXED POLE CLAMP  $\varnothing 30$




**1D** FIXE RUNDROHRKLEMME  $\varnothing 32$  / FIXED POLE CLAMP  $\varnothing 32$




**1F** FIXE RUNDROHRKLEMME  $\varnothing 35$  / FIXED POLE CLAMP  $\varnothing 35$



**1C** FIXE RUNDROHRKLEMME  $\varnothing 38$  / FIXED POLE CLAMP  $\varnothing 38$






**1M** FIXE RUNDROHRKLEMME  $\varnothing 40$  / FIXED POLE CLAMP  $\varnothing 40$



# LIEFERUMFANG

# SCOPE OF DELIVERY




**⚠ ACHTUNG**


Der Lieferumfang bei der universellen Rundrohrklemme  $\phi 23-40$  besteht aus 3 verschiedenen langen Innensechskantschrauben und 2 verschiedenen langen Erdungsschrauben. Bitte entnehmen Sie die passende Schraubenlänge anhand der Grafik.

**⚠ CAUTION**

The scope of delivery for the universal pole clamp  $\phi 23-40$  consists of 3 different lengths of Allen key screws and 2 different lengths of earthing screws. Please refer to the diagram for information.



## MONTAGESCHRITTE



Den Adapter an der Konsole mit den 2 x M8 Schrauben und den beiden Sperrkantscheiben festziehen.

Anziehmoment: 25 Nm


**!** Für eine sichere Komponentenerdung ist die Verwendung der beiden Sperrkantscheiben zwingend erforderlich.

## ASSEMBLY STEPS

Mount the adapter to arm using the 2 x M8 screws and detent washers.

Torque moment: 25 Nm (221 in-lbs)

**!** To guarantee a secure components grounding it is essential to use the both detent washers.



### Fixe Rundrohrklemme $\varnothing 25$


Für eine sichere Fixierung ist es zusätzlich notwendig, die beiden Zylinderstifte in die unteren beiden Bohrungen zu stecken.

Anziehmoment: 25 Nm

### Fixed pole clamp $\varnothing 25$


For a secure fixation it is necessary to insert the two cylinder pins into the lower two holes.

Torque moment: 25 Nm (221 in-lbs)



Die Rundrohrklemme am Rundrohr anlegen und mit den (4) Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.

Tighten the screws evenly to provide the best contact to the pole.



### **!** ACHTUNG

Für eine sichere Komponentenerdung ist es zwingend erforderlich die Erdungsschrauben fest zu ziehen. Falls vorhanden, decken Sie die Schraube mit der mitgelieferten Abdeckkappe ab.

### **!** CAUTION

The grounding screw must be tightened for a safe component grounding. If existant, cover the screw with the cover cap provided.