


## MONTAGEANLEITUNG

# ROLLSTÄNDER LIGHT DUTY FÜR GE - B850

## ASSEMBLY INSTRUCTION

# CART LIGHT DUTY FOR GE - B850



Name: CIM Rollständer Light Duty  
Artikelnummern-Code des Rollständers: GE-002B850

Name: CIM cart light duty  
Part no. code of the cart: GE-002B850

**WARNHINWEISE** 

Überprüfen Sie das Gewicht des zu befestigenden ME-Gerätes. Die zulässige Gewichtsbelastung finden Sie auf dem entsprechenden Produktdatenblatt.

Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Geräteschäden oder Verletzung von Personen führen.

Die CIM med GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage entstanden sind.

Veränderungen am Produkt, Demontage einzelner Komponenten, Montage bzw. Zusammenbau der Einzelteile in anderer Form als nachfolgend beschrieben, sind nur nach ausdrücklicher und schriftlich erteilter Genehmigung durch die Konstruktionsabteilung der CIM med GmbH zulässig. Für Schäden, die durch nicht genehmigte Produktänderungen entstehen, übernimmt die CIM med GmbH keine Haftung.

Die weiterführende Gebrauchsanweisung und der Inspektionsplan sind für Endanwender bestimmt.

**WARNING** 

Please check the weight of the ME equipment to be mounted. The permissible total weight is mentioned on the corresponding data sheet.

Failure to follow these warnings may result in damage to equipment or injury to people.

CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage due to poor installation.


Product modifications, disassembling and reassembling and/or mounting any of the components in any other way than described below are permitted only after written approval by the CIM med GmbH construction and engineering department. CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage or injury caused by product modifications and/or amendments without prior permission from CIM med GmbH.

The additional instructions for use and the inspection plan are intended for end users.


# MONTAGESCHRITTE

## MONTAGESCHRITTE

1. Schieben Sie die Kunststoffabdeckungen, den Handgriff und die CPU-Halterung auf der Rückseite in die Säule.
2. Befestigen Sie den Handgriff, indem Sie die (4) M6x20 Gewindestifte festziehen. Montieren Sie die (4) Abdeckkappen.




3. Befestigen Sie die CPU-Halterung, indem Sie die (4) M6x20 Gewindestifte festziehen.
4. Schieben Sie die Kunststoffabdeckungen, den Haltewinkel für GE Frame F5 und den Korb in die Säule.




# ASSEMBLY STEPS

## ASSEMBLY STEPS

1. Push the plastic covers, the handle and the CPU bracket on the designated side into the column.
2. Mount the handle using the (4) M6x20 threaded pins. Attach the (4) cover caps.



3. Mount the CPU bracket using the (4) M6x20 threaded pins.
4. Push the plastic covers, bracket for GE frame F5 and the basket on the designated side into the column.





## MONTAGESCHRITTE

## ASSEMBLY STEPS

5. Befestigen Sie den Haltewinkel für GE frame F5, indem Sie die (4) M6x20 Gewindestifte festziehen. Montieren Sie die (4) Abdeckkappen.
6. Befestigen Sie den Korb, indem Sie die (4) M6x20 Gewindestifte festziehen. Montieren Sie die (4) Abdeckkappen.

5. Mount the bracket for GE frame F5 using the (4) M6x20 threaded pins. Attach the (4) cover caps.
6. Mount the basket using the (4) M6x20 threaded pins. Attach the (4) cover caps.





7. Montieren Sie die Säule von unten mit den (4) M8x35 Zylinderkopfschrauben und (4) Kontaktscheiben an das Fußkreuz. Ziehen Sie die Schrauben fest an.
8. Montieren Sie das Gegengewicht mit den (5) M5x20 Linsenkopfschrauben und den (5) Sperrkantscheiben, indem Sie die Schrauben abwechselnd über Kreuz anziehen.

7. Mount the column to the base with (4) M8x35 cylinder head bolts and (4) contact washers. Tighten the screws securely.
8. Mount the counterweight with the (5) M5x20 pan head screws and the (5) detent edged washers by tightening the screws crosswise.


**⚠ ACHTUNG:** Für eine sichere Verschraubung des Gegengewichts anschließend alle Schrauben mit 8 Nm festziehen.

**⚠ WARNING:** To guarantee a secure screw connection, fasten all screws with a tightening torque of 8 Nm (70 in-lbs).




## MONTAGESCHRITTE

9. Befestigen Sie das ME-Gerät mit Hilfe der (4) Unterlegscheiben und der (4) M4x12 Linsenkopfschrauben.
10. Schrauben Sie auf der Rückseite des Monitors die (2) M4 Linsenkopfschrauben in die beiden oberen Gewinde.




11. **HINWEIS:** Ziehen Sie zur einfacheren Montage die Schrauben nicht fest, sondern lassen Sie einen Abstand von mindestens 4 mm.
12. Hängen Sie den Monitor mit den montierten (2) M4 Linsenkopfschrauben von oben in die VESA-Platte ein.




## ASSEMBLY STEPS

9. Mount the ME equipment using the (4) washers and the (4) M4x12 pan head screws.
10. Screw the (2) M4 pan-head screws into the two upper threads on the back of a monitor.




11. **NOTE:** For easier installation, do not tighten the screws, but leave a clearance of at least 4 mm.
12. Attach the monitor to the VESA plate from above using the installed (2) M4 pan-head screws.




## MONTAGESCHRITTE

## ASSEMBLY STEPS

13. Montieren Sie die beiden unteren M4 Linsenkopfschrauben und ziehen Sie alle (4) Schrauben fest.



13. Mount the two lower M4 pan-head screws and tighten all (4) screws.



### EINSTELLUNG DER SCHWER-/ LEICHTGÄNGIGKEIT DER NEIGEFUNKTION

14. Die Schwer- bzw. Leichtgängigkeit der Neigefunktion lässt sich durch Festziehen bzw. Lösen der beiden Innensechskantschrauben individuell einstellen. Durch Festziehen beider Schrauben lässt sich die Neigung komplett blockieren. Maximal erlaubtes Anziehmoment 8 Nm.

**⚠ ACHTUNG:** Bei zu starkem Anziehen der Schraube kann das Gussteil bzw. Gewinde brechen und führt zu Funktionsverlust.

**⚠ ACHTUNG:** Beim Lösen beider Schrauben besteht die Gefahr des Herunterklappens des ME-Gerätes.

**⚠ GEFAHR DER FINGERQUETSCHUNG**

### TILT ADJUSTMENT

14. To adjust the overall tilt tension, tighten or loosen the both hex screws. By tightening both of the screws the tilt function can be locked completely. Maximum permissible tightening torque is 8 Nm (70 in-lbs).

**⚠ WARNING:** In case of overtightening the screw the casting respectively the threads may break which leads to loss of function.

**⚠ WARNING:** When loosening both hex screws the ME equipment will tilt forward.

**⚠ DANGER OF SQUEEZING FINGERS**