


MONTAGEANLEITUNG

ROLLSTÄNDER LIGHT DUTY

ASSEMBLY INSTRUCTION

CART LIGHT DUTY

Name: CIM Rollständer Light Duty

Artikelnummern-Code des Rollständers: R-002, ACU-002, AN-002, CHM-002, CO-002, DIC-002, DR-002, FK-002, GE-002, HE-002, ID-002, MD-002, PH-002, P-R-002, SU-002, TRI-002, XI-002

Artikelnummern-Code der Geräteaufnahme: A, C, FK, G, G1, GE, K, KQ, MD, NS, PH, Q, SLX, TN, X2X3

Name: CIM cart light duty

Part no. code of the cart: R-002, ACU-002, AN-002, CHM-002, CO-002, DIC-002, DR-002, FK-002, GE-002, HE-002, ID-002, MD-002, PH-002, P-R-002, SU-002, TRI-002, XI-002

Part no. code of the monitor adaptation: A, C, FK, G, G1, GE, K, KQ, MD, NS, PH, Q, SLX, TN, X2X3

WARNHINWEISE 

Überprüfen Sie das Gewicht des zu befestigenden ME-Gerätes. Die zulässige Gewichtsbelastung finden Sie auf dem entsprechenden Produktdatenblatt.

Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Geräteschäden oder Verletzung von Personen führen.

Die CIM med GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage entstanden sind.

Veränderungen am Produkt, Demontage einzelner Komponenten, Montage bzw. Zusammenbau der Einzelteile in anderer Form als nachfolgend beschrieben, sind nur nach ausdrücklicher und schriftlich erteilter Genehmigung durch die Konstruktionsabteilung der CIM med GmbH zulässig. Für Schäden, die durch nicht genehmigte Produktänderungen entstehen, übernimmt die CIM med GmbH keine Haftung.

Die weiterführende Gebrauchsanweisung und der Inspektionsplan sind für Endanwender bestimmt.

WARNING 

Please check the weight of the ME equipment to be mounted. The permissible total weight is mentioned on the corresponding data sheet.

Failure to follow these warnings may result in damage to equipment or injury to people.

CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage due to poor installation.

Product modifications, disassembling and reassembling and/or mounting any of the components in any other way than described below are permitted only after written approval by the CIM med GmbH construction and engineering department. CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage or injury caused by product modifications and/ or amendments without prior permission from CIM med GmbH.

The additional instructions for use and the inspection plan are intended for end users.


MONTAGESCHRITTE

MONTAGESCHRITTE

1. Lösen Sie die (5) M5x20 Linsenkopfschrauben und entfernen Sie das Gegengewicht, falls vorhanden.

HINWEIS: Fixieren Sie das Gegengewicht während des Lösens der Schrauben.


2. Schrauben Sie die Platte mit den (4) M8x20 Zylinderkopfschrauben auf das Säulenprofil.



3. Montieren Sie nun die Monitoraufnahme mittels der (4) M5x12 Zylinderkopfschrauben.

4. Schieben Sie das Zubehör auf der gewünschten Seite in die Säule ein und befestigen Sie es in der vorgegebenen Höhe.

HINWEIS: Bitte beachten Sie die Montageanleitungen des jeweiligen Zubehörs.




ASSEMBLY STEPS

ASSEMBLY STEPS

1. Loosen the (5) M5x20 pan head screws and remove the counterweight if existing.

NOTE: Hold the counterweight while loosening the screws.


2. Mount the plate with the (4) M8x20 socket head screws to the column profile.



3. Mount the monitor adaption with the (4) M5x12 socket head screws.

4. Push the accessory on the designated side into the column and mount it to the given height.


NOTE: Please refer to the corresponding assembly instruction of the accessory.




MONTAGESCHRITTE

5. Montieren Sie die Säule von unten mit den (4) M8x35 Zylinderkopfschrauben und (4) Kontaktscheiben an das Fußkreuz. Ziehen Sie die Schrauben fest an.
6. Montieren Sie das Gegengewicht mit den (5) M5x20 Linsenkopfschrauben und den (5) Sperrkantscheiben, indem Sie die Schrauben abwechselnd über Kreuz anziehen.

⚠ ACHTUNG: Für eine sichere Verschraubung des Gegengewichts anschließend alle Schrauben mit 8 Nm festziehen.




7. Bestimmen Sie die erforderliche Länge der Kunststoffabdeckungen und schneiden Sie diese anschließend wie dargestellt zu.




ASSEMBLY STEPS

5. Mount the column to the base with (4) M8x35 cylinder head bolts and (4) contact washers. Tighten the screws securely.
6. Mount the counterweight with the (5) M5x20 pan head screws and the (5) detent edged washers by tightening the screws crosswise.

⚠ WARNING: To guarantee a secure screw connection, fasten all screws with a tightening torque of 8 Nm (70 in-lbs).




7. Choose the required length of the plastic covers and then cut them as shown.



MONTAGESCHRITTE

8. Klipsen Sie die Kunststoffabdeckungen in die Säule ein.



EINSTELLUNG DER SCHWER-/ LEICHTGÄNGIGKEIT DER NEIGEFUNKTION

9. Die Schwer- bzw. Leichtgängigkeit der Neigefunktion lässt sich durch Festziehen bzw. Lösen der beiden Innensechskantschrauben individuell einstellen. Durch Festziehen beider Schrauben lässt sich die Neigung komplett blockieren. Maximal erlaubtes Anziehmoment 8 Nm.


⚠️ ACHTUNG: Bei zu starkem Anziehen der Schraube kann das Gussteil bzw. Gewinde brechen und führt zu Funktionsverlust.

⚠️ ACHTUNG: Beim Lösen beider Schrauben besteht die Gefahr des Herunterklappens des ME-Gerätes.

⚠️ GEFAHR DER FINGERQUETSCHUNG

ASSEMBLY STEPS

8. Clip the plastic covers into the column.



TILT ADJUSTMENT

9. To adjust the overall tilt tension, tighten or loosen the both hex screws. By tightening both of the screws the tilt function can be locked completely. Maximum permissible tightening torque is 8 Nm (70 in-lbs).

⚠️ WARNING: In case of overtightening the screw the casting respectively the threads may break which leads to loss of function.

⚠️ WARNING: When loosening both hex screws the ME equipment will tilt forward.

⚠️ DANGER OF SQUEEZING FINGERS