


MONTAGEANLEITUNG

ADAPTER FÜR AMICO DECKENSTATIVE

ASSEMBLY INSTRUCTION

ADAPTER FOR AMICO PENDANTS & HEADWALLS

**WARNHINWEISE** 

Überprüfen Sie das Gewicht des zu befestigenden ME-Gerätes. Die zulässige Gewichtsbelastung finden Sie auf dem entsprechenden Produktdatenblatt.

Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Geräteschäden oder Verletzung von Personen führen.

Die CIM med GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage entstanden sind.

Veränderungen am Produkt, Demontage einzelner Komponenten, Montage bzw. Zusammenbau der Einzelteile in anderer Form als nachfolgend beschrieben, sind nur nach ausdrücklicher und schriftlich erteilter Genehmigung durch die Konstruktionsabteilung der CIM med GmbH zulässig. Für Schäden, die durch nicht genehmigte Produktänderungen entstehen, übernimmt die CIM med GmbH keine Haftung.

Die weiterführende Gebrauchsanweisung und der Inspektionsplan sind für Endanwender bestimmt.

WARNING 

Please check the weight of the ME equipment to be mounted. The permissible total weight is mentioned on the corresponding data sheet.

Failure to follow these warnings may result in damage to equipment or injury to people.


CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage due to poor installation.

Product modifications, disassembling and reassembling and/or mounting any of the components in any other way than described below are permitted only after written approval by the CIM med GmbH construction and engineering department. CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage or injury caused by product modifications and/ or amendments without prior permission from CIM med GmbH.

The additional instructions for use and the inspection plan are intended for end users.


LIEFERUMFANG

SCOPE OF DELIVERY




MONTAGESCHRITTE

ASSEMBLY STEPS



Stecken Sie die (2) Zylinderstifte in die beiden unteren Bohrungen.

Insert (2) cylinder pins into the lower holes.



Montieren Sie den Tragarm mit den (2) M8x30 Zylinderkopfschrauben (Torx) und den (2) Sperrkantscheiben.

Mount support arm with (2) M8x30 cylinder head screws (Torx) and (2) detent edged washers.

⚠ ACHTUNG


Für eine sichere Komponentenerdung ist die Verwendung der beiden Sperrkantscheiben zwingend erforderlich.

⚠ CAUTION

To guarantee a secure components grounding it is essential to use the both detent edged washers.

MONTAGESCHRITTE

ASSEMBLY STEPS



Platzieren Sie den Adapter in der Schiene des Medizingerätes. Schieben Sie anschließend die beiden Nutensteine wie abgebildet von oben in die Nut.


Place the adapter in the channel of medical device. Then slide the two slot nuts into the slot from above as shown.

HINWEIS:
Verschraubung des Nutensteins eventuell lockern um Einfädeln zu ermöglichen.

NOTE:
Loosen the screw connection of the T-nut to allow threading.


ACHTUNG:
Die Montage des vormontierten Tragarms darf nur ohne Zuladung erfolgen.

WARNING:
The pre-assembled support arm may only be mounted without payload.



Ziehen Sie die (3) M6x16 Zylinderkopfschrauben fest.

Tighten the (3) M6x16 cylinder head screws.




Ziehen Sie die M6 x 8 Erdungsschraube für die Endmontage fest.

Tighten the M6 x 8 grounding screw for final assembly.

ACHTUNG:
Für eine sichere Komponentenerdung ist es zwingend erforderlich die Erdungsschraube fest zu ziehen.

WARNING:
The grounding screw must be tightened for a safe component grounding.



Befestigen Sie die (4) Abdeckkappen auf den Schrauben.

Attach (4) cover caps to the screws.