


MONTAGEANLEITUNG

ROLLSTÄNDER HEAVY DUTY

ASSEMBLY INSTRUCTION

CART HEAVY DUTY

Name: CIM Rollständer Heavy Duty

Artikelnummern-Code des Rollständers: AKT-001, EKI-001, EKU-001, IM-001, K2-001, MD-001, OL-001, R-001, SUS-001, XI-001

Artikelnummern-Code der Geräteaufnahme: A, G, K, PH, TN

Name: CIM cart heavy duty

Part no. code of the cart: AKT-001, EKI-001, EKU-001, IM-001, K2-001, MD-001, OL-001, R-001, SUS-001, XI-001

Part no. code of the monitor adaptation: A, G, K, PH, TN

WARNHINWEISE 

Überprüfen Sie das Gewicht des zu befestigenden ME-Gerätes. Die zulässige Gewichtsbelastung finden Sie auf dem entsprechenden Produktdatenblatt.

Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Geräteschäden oder Verletzung von Personen führen.

Die CIM med GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage entstanden sind.

Veränderungen am Produkt, Demontage einzelner Komponenten, Montage bzw. Zusammenbau der Einzelteile in anderer Form als nachfolgend beschrieben, sind nur nach ausdrücklicher und schriftlich erteilter Genehmigung durch die Konstruktionsabteilung der CIM med GmbH zulässig. Für Schäden, die durch nicht genehmigte Produktänderungen entstehen, übernimmt die CIM med GmbH keine Haftung.

Die weiterführende Gebrauchsanweisung und der Inspektionsplan sind für Endanwender bestimmt.

WARNING 

Please check the weight of the ME equipment to be mounted. The permissible total weight is mentioned on the corresponding data sheet.

Failure to follow these warnings may result in damage to equipment or injury to people.

CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage due to poor installation.


Product modifications, disassembling and reassembling and/or mounting any of the components in any other way than described below are permitted only after written approval by the CIM med GmbH construction and engineering department. CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage or injury caused by product modifications and/ or amendments without prior permission from CIM med GmbH.

The additional instructions for use and the inspection plan are intended for end users.

MONTAGESCHRITTE

MONTAGESCHRITTE


1. Schrauben Sie die Montagestifte der Rollen in das Fußkreuz ein und ziehen diese mit einem Gabelschlüssel fest an.



2. Stecken Sie den Abweiser und die Rollscheibe auf den Montagestift.

HINWEIS: Achten Sie auf die dargestellte Positionierung der beiden Bauteile.


3. Drücken Sie die Rolle fest auf den Montagestift. Die Rolle rastet ein und liegt bündig an der Rollscheibe auf.



ASSEMBLY STEPS

ASSEMBLY STEPS


1. Screw the assembly pins of the castors into the base and tighten them with a open-end wrench.



2. Insert the deflector and the washer on the assembly pin.


NOTE: Pay attention to the positioning of the two components shown.

3. Press the castor firmly onto the assembly pin. The roller snaps in and rests flush with the washer.




MONTAGESCHRITTE

4. Schrauben Sie die Platte mit den (4) M8 x 20 Zylinderkopfschrauben auf das Säulenprofil.
5. Montieren Sie nun die Monitoraufnahme mittels der (4) M5 x 12 Zylinderkopfschrauben.




6. Schieben Sie das Zubehör auf der gewünschten Seite in die Säule ein und befestigen Sie es in der vorgegebenen Höhe. Bitte beachten Sie die Montageanleitungen des jeweiligen Zubehörs.
7. Montieren Sie die Säule von unten mit den (4) M8x35 Zylinderkopfschrauben und (4) Kontaktscheiben an das Fußkreuz. Ziehen Sie die Schrauben fest an.




ASSEMBLY STEPS

4. Mount the plate with the (4) M8 x 20 socket head screws to the columns profile.
5. Mount the monitor adaption with the (4) M5 x 12 socket head screws.




6. Push the accessory on the designated side into the column and mount it to the given height. Please refer to the corresponding assembly instruction of the accessory.
7. Mount the column to the base from underneath with (4) M8x35 cylinder head bolts and (4) contact washers. Tighten the screws securely.




MONTAGESCHRITTE

8. Bestimmen Sie die erforderliche Länge der Kunststoffabdeckungen und schneiden Sie diese anschließend wie dargestellt zu.



9. Klipsen Sie die Kunststoffabdeckungen in die Säule ein.



EINSTELLUNG DER SCHWER-/LEICHTGÄNGIGKEIT DER NEIGEFUNKTION

10. Die Schwer- bzw. Leichtgängigkeit der Neigefunktion lässt sich durch Festziehen bzw. Lösen der beiden Innensechskantschrauben individuell einstellen. Verwenden Sie hierzu den mitgelieferten Innensechskantschlüssel 4 mm. Durch Festziehen beider Schrauben lässt sich die Neigung komplett blockieren. Maximal erlaubtes Anziehmoment 8 Nm.


⚠️ ACHTUNG: Bei zu starkem Anziehen der Schraube (> 10 Nm) kann das Gussteil bzw. Gewinde brechen und führt zu Funktionsverlust.

⚠️ ACHTUNG: Beim Lösen beider Schrauben besteht die Gefahr des Herunterklappens des ME-Gerätes.


⚠️ GEFAHR DER FINGERQUETSCHUNG

ASSEMBLY STEPS

8. Choose the required length of the plastic covers and then cut them as shown.



9. Clip the plastic covers into the column.



TILT ADJUSTMENT

10. To adjust the overall tilt tension, tighten or loosen the both hex screws with the hex key 4 mm provided. By tightening both of the screws the tilt function can be locked completely. Maximum permissible tightening torque is 8 Nm (70 in-lbs).

⚠️ WARNING: In case of overtightening the screw (> 10 Nm/ 88 in-lbs) the casting respectively the threads may break which leads to loss of function.

⚠️ WARNING: When loosening both hex screws the ME equipment will tilt forward.

⚠️ DANGER OF SQUEEZING FINGERS