

MONTAGEANLEITUNG

CIM WANDKANAL

ASSEMBLY INSTRUCTION

CIM WALL CHANNEL

**WARNHINWEISE** ⚠

Überprüfen Sie das Gewicht des zu befestigenden ME-Gerätes. Die zulässige Gewichtsbelastung finden Sie auf dem entsprechenden Produktdatenblatt.

Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Geräteschäden oder Verletzung von Personen führen.

Die CIM med GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage entstanden sind.

Veränderungen am Produkt, Demontage einzelner Komponenten, Montage bzw. Zusammenbau der Einzelteile in anderer Form als nachfolgend beschrieben, sind nur nach ausdrücklicher und schriftlich erteilter Genehmigung durch die Konstruktionsabteilung der CIM med GmbH zulässig. Für Schäden, die durch nicht genehmigte Produktänderungen entstehen, übernimmt die CIM med GmbH keine Haftung.

Die weiterführende Gebrauchsanweisung und der Inspektionsplan sind für Endanwender bestimmt.

MONTAGEMATERIAL

Das Zubehör für die Wandmontage bzw. das Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Durch verschiedenste Beschaffenheit der vorhandenen Tragwände muss die Abstimmung bezüglich geeigneter Dübel und Schrauben mit der zuständigen Bauleitung oder der Haustechnik erfolgen.

TROCKENWAND (GIPSPLATTE)

Hierfür ist geeignetes Montagematerial zu verwenden und die genauen Anweisungen des Herstellers der Befestigungselemente zu beachten. Vorab sicherstellen, dass die Tragkraft des Pfostens gewährleistet ist.

BETONWAND

Für Betonwände geeignetes Montagematerial verwenden und die genauen Anweisungen des Herstellers der Befestigungselemente beachten. Erkundigen Sie sich beim Fachpersonal.

HOLZWAND/ BLECHWAND

Hierfür geeignetes Montagematerial verwenden und die genauen Anweisungen des Herstellers der Befestigungselemente beachten. Vorab sicherstellen, dass die Tragkraft der Holz- bzw. Blechwand gewährleistet ist.

WARNING ⚠

Please check the weight of the ME equipment to be mounted. The permissible total weight is mentioned on the corresponding data sheet.

Failure to follow these warnings may result in damage to equipment or injury to people.

CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage due to poor installation.

Product modifications, disassembling and reassembling and/or mounting any of the components in any other way than described below are permitted only after written approval by the CIM med GmbH construction and engineering department. CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage or injury caused by product modifications and/ or amendments without prior permission from CIM med GmbH.

The additional instructions for use and the inspection plan are intended for end users.

MOUNTING MATERIAL

Mounting material is not included in the scope of delivery. It is important to check the load capacity of the wall and to make sure that the adequate and recommended mounting material is used. Please consult your technical department.

DRYWALL

The wall channel must be anchored into the studs. Make sure that the appropriate fasteners and mounting material is used and the manufacturers' instructions for proper installation are adhered to. Make sure that the studs are safe to mount the wall channel.

CONCRETE WALL

Make sure that the appropriate fasteners and mounting material is used and the manufacturers' instructions for proper installation are adhered to. Refer to qualified personnel.


METAL SHEET OR WOODEN WALL

Make sure that the appropriate fasteners and mounting material is used and the manufacturers' instructions for proper installation are adhered to. Make sure that the metal sheet or wooden wall is safe to mount the wall channel.

MONTAGESCHRITTE


1. Positionieren Sie den Wandkanal in der gewünschten Position. Kennzeichnen Sie die erforderlichen Bohrungspositionen. Nutzen Sie dabei den Wandkanal als Vorlage.

HINWEIS: Verwenden Sie zur Ausrichtung des Wandkanals eine Wasserwaage.



2. Montieren Sie den Wandkanal mit geeignetem Montagematerial. Ziehen Sie die verwendeten Schrauben fest an.
3. Verbinden Sie den Wandkanal mittels des vormontierten Kabelschuhs mit der Hauserde. Achten Sie bei der Montage des Kabelschuhs auf die dargestellte Positionierung der Kontaktscheiben.


ACHTUNG: Die Komponentenerdung von Tragarmen setzt eine Verbindung des Wandkanals zur Hauserdung voraus.



ASSEMBLY STEPS

1. Position the wall channel. Mark the requested bore position by using wall channel's hole pattern.

NOTE: To level the wall channel use an air level.



2. Mount the wall channel using suitable mounting hardware. Make sure to firmly tighten all screws.
3. Connect the wall channel to the building's grounding by using the pre-assembled eyelet connector. Make sure that the contact disk are positioned as shown.

CAUTION: The support arm's component grounding requires connection to the building's grounding.