


MONTAGEANLEITUNG

TISCHTRÄGER

ASSEMBLY INSTRUCTION

COUNTER TOP



Name: CIM Tischträger

Artikelnummern-Code des Tischträgers: DR-H, GE-H, MD-H, PT-H, SON-H, SZ-H, T-H, TR-H

Artikelnummern-Code der Geräteaufnahme: A, FK, G, K, MD, PH, Q, SLX, X2X3

Name: CIM counter top

Part no. code of the counter top: DR-H, GE-H, MD-H, PT-H, SON-H, SZ-H, T-H, TR-H

Part no. code of the monitor adaptation: A, FK, G, K, MD, PH, Q, SLX, X2X3

WARNHINWEISE

Überprüfen Sie das Gewicht des zu befestigenden ME-Gerätes. Die zulässige Gewichtsbelastung finden Sie auf dem entsprechenden Produktdatenblatt.

Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Geräteschäden oder Verletzung von Personen führen.

Die CIM med GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage entstanden sind.

Veränderungen am Produkt, Demontage einzelner Komponenten, Montage bzw. Zusammenbau der Einzelteile in anderer Form als nachfolgend beschrieben, sind nur nach ausdrücklicher und schriftlich erteilter Genehmigung durch die Konstruktionsabteilung der CIM med GmbH zulässig. Für Schäden, die durch nicht genehmigte Produktänderungen entstehen, übernimmt die CIM med GmbH keine Haftung.

Die weiterführende Gebrauchsanweisung und der Inspektionsplan sind für Endanwender bestimmt.

WARNING

Please check the weight of the ME equipment to be mounted. The permissible total weight is mentioned on the corresponding data sheet.

Failure to follow these warnings may result in damage to equipment or injury to people.

CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage due to poor installation.


Product modifications, disassembling and reassembling and/or mounting any of the components in any other way than described below are permitted only after written approval by the CIM med GmbH construction and engineering department. CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage or injury caused by product modifications and/ or amendments without prior permission from CIM med GmbH.

The additional instructions for use and the inspection plan are intended for end users.

MONTAGESCHRITTE


ASSEMBLY STEPS

TISCHTRÄGER FREISTEHEND / OHNE BODENPLATTE




1. Verschrauben Sie den Tischträger mit den drei beiliegenden M5x16 Senkkopfschrauben auf der Bodenplatte bzw. auf der vorhandenen Tisch- oder Ablagefläche.

COUNTER TOP FREE-STANDING / WITHOUT BASE PLATE



1. Mount the counter top with (3) M5x16 counter sunk screws to the base plate or on the existing table area.


TISCHTRÄGER MIT BODENPLATTE ZUM VERSCHRAUBEN



1. Positionieren Sie den Tischträger an der gewünschten Position. Kennzeichnen Sie die erforderlichen Bohrungspositionen.
2. Montieren Sie den Tischträger mit geeignetem Montagematerial und den beiliegenden Beilagscheiben. Ziehen Sie die verwendeten Schrauben fest an.

ⓘ HINWEIS: Je nach Tischplatte empfiehlt sich die Verwendung der optional bestellbaren Gegenplatte.

COUNTER TOP WITH BASE PLATE TO MOUNT



1. Position the counter top. Mark the requested bore position.
2. Mount the counter top using suitable mounting hardware and attached washers. Screw all securely.

ⓘ NOTE: Depending on the type of table, it is recommended to use the optional counter plate.

MONTAGESCHRITTE

ASSEMBLY STEPS


EINSTELLUNG DER SCHWER-/ LEICHTGÄNGIGKEIT DER NEIGEFUNKTION

1. Die Schwer- bzw. Leichtgängigkeit der Neigefunktion lässt sich durch Festziehen bzw. Lösen der beiden Innensechskantschrauben individuell einstellen. Durch Festziehen beider Schrauben lässt sich die Neigung komplett blockieren. Maximal erlaubtes Anziehmoment 8 Nm.

⚠ ACHTUNG: Bei zu starkem Anziehen der Schraube kann das Gussteil bzw. Gewinde brechen und führt zu Funktionsverlust.

⚠ ACHTUNG: Beim Lösen beider Schrauben besteht die Gefahr des Herunterklappens des ME-Gerätes.

⚠ GEFAHR DER FINGERQUETSCHUNG



TILT ADJUSTMENT

1. To adjust the overall tilt tension, tighten or loosen the both hex screws. By tightening both of the screws the tilt function can be locked completely. Maximum permissible tightening torque is 8 Nm (70 in-lbs).

⚠ WARNING: In case of overtightening the screw the casting respectively the threads may break which leads to loss of function.

⚠ WARNING: When loosening both hex screws the ME equipment will tilt forward.

⚠ DANGER OF SQUEEZING FINGERS