


MONTAGEANLEITUNG

NETZTEILHALTER-BOX

ASSEMBLY INSTRUCTION

POWER SUPPLY ENCLOSURE**WARNHINWEISE** 

Überprüfen Sie das Gewicht des zu befestigenden ME-Gerätes. Die zulässige Gewichtsbelastung finden Sie auf dem entsprechenden Produktdatenblatt.

Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Geräteschäden oder Verletzung von Personen führen.

Die CIM med GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage entstanden sind.

Veränderungen am Produkt, Demontage einzelner Komponenten, Montage bzw. Zusammenbau der Einzelteile in anderer Form als nachfolgend beschrieben, sind nur nach ausdrücklicher und schriftlich erteilter Genehmigung durch die Konstruktionsabteilung der CIM med GmbH zulässig. Für Schäden, die durch nicht genehmigte Produktänderungen entstehen, übernimmt die CIM med GmbH keine Haftung.

Die weiterführende Gebrauchsanweisung und der Inspektionsplan sind für Endanwender bestimmt.

WARNING 

Please check the weight of the ME equipment to be mounted. The permissible total weight is mentioned on the corresponding data sheet.

Failure to follow these warnings may result in damage to equipment or injury to people.



CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage due to poor installation.

Product modifications, disassembling and reassembling and/or mounting any of the components in any other way than described below are permitted only after written approval by the CIM med GmbH construction and engineering department. CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage or injury caused by product modifications and/ or amendments without prior permission from CIM med GmbH.

The additional instructions for use and the inspection plan are intended for end users.


LIEFERUMFANG

SCOPE OF DELIVERY




MONTAGESCHRITTE

ASSEMBLY STEPS



Fädeln Sie die Klettbänder durch die Aussparungen in der Grundplatte.

Thread the hook-and-loop fastener through the recess in the base plate.



Montieren Sie die Netzteilhalter-Box an der vorgesehenen Stelle und ziehen Sie die (4) M6x20 Gewindestifte fest. Die Abbildung zeigt die Montage im CIM Wandkanal.


Mount the power supply enclosure to its designated place and tighten the (4) M6x20 threaded pins. The illustration shows mounting to a CIM wall channel.

NOTE:
Bitte beachten Sie für andere Anbindungen die jeweilige Montageanleitung.

NOTE:
Please refer to the corresponding assembly instruction for all other adapters.


MONTAGESCHRITTE

ASSEMBLY STEPS




Bringen Sie die Netzteile mit Hilfe der vormontierten Klettbänder an.

Attach the power supplies by using the pre-assembled hook-and-loop fastener.



Fixieren Sie die Kabel mit Hilfe der Kabelbinder an den dafür vorgesehenen Laschen der Grundplatte.

Use the cable ties to fix the cables to the designated lug of the base plate.



Setzen Sie den Deckel auf die Grundplatte.

Place the cover on the base plate.