


## MONTAGEANLEITUNG

# HALTERUNG FÜR DRÄGER P2500 NETZTEIL

## ASSEMBLY INSTRUCTION

# BRACKET FOR DRÄGER P2500 POWER SUPPLY

**WARNHINWEISE** 

Überprüfen Sie das Gewicht des zu befestigenden ME-Gerätes. Die zulässige Gewichtsbelastung finden Sie auf dem entsprechenden Produktdatenblatt.

Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Geräteschäden oder Verletzung von Personen führen.

Die CIM med GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage entstanden sind.

Veränderungen am Produkt, Demontage einzelner Komponenten, Montage bzw. Zusammenbau der Einzelteile in anderer Form als nachfolgend beschrieben, sind nur nach ausdrücklicher und schriftlich erteilter Genehmigung durch die Konstruktionsabteilung der CIM med GmbH zulässig. Für Schäden, die durch nicht genehmigte Produktänderungen entstehen, übernimmt die CIM med GmbH keine Haftung.

Die weiterführende Gebrauchsanweisung und der Inspektionsplan sind für Endanwender bestimmt.

**WARNING** 

Please check the weight of the ME equipment to be mounted. The permissible total weight is mentioned on the corresponding data sheet.

Failure to follow these warnings may result in damage to equipment or injury to people.


CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage due to poor installation.

Product modifications, disassembling and reassembling and/or mounting any of the components in any other way than described below are permitted only after written approval by the CIM med GmbH construction and engineering department. CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage or injury caused by product modifications and/ or amendments without prior permission from CIM med GmbH.

The additional instructions for use and the inspection plan are intended for end users.


## MONTAGESCHRITTE

## ASSEMBLY STEPS




Lösen Sie die (4) Senkkopfschrauben und entfernen Sie die vormontierte Adapterplatte.

Loosen the (4) countersunk screws and remove the preassembled adapter plate.




Montieren Sie die mitgelieferte Adapterplatte mit den beiliegenden (4) M5x40 Senkkopfschrauben.

Mount the supplied adapter plate using the enclosed (4) M5x40 countersunk screws.



Installieren Sie die Halterung an der vorgesehene Stelle (Wandkanal, Rundrohr, Normschiene etc.). Die Abbildung zeigt einen Adapter zur Aufnahme am CIM Wandkanal. Bitte beachten Sie die Montageanleitung der jeweiligen Anbindung.

Mount the bracket to its designated place (wall channel, tube, DIN rail etc.). The illustration shows a wall channel adapter. Please refer to the corresponding assembly instruction for all other adapters.




Schieben Sie die montierte Adapterplatte in die Halterung. Ziehen Sie dazu den Federbolzen etwas heraus.

Slide the mounted adapter plate into the bracket. Pull out the spring bolt slightly.

## MONTAGESCHRITTE


## ASSEMBLY STEPS

**HINWEIS:**

Stellen Sie sicher, dass der Federbolzen einrastet.


**NOTE:**

Ensure that the spring bolt is engaged.



Ziehen Sie zum Arretieren der Adapterplatte die Kunststoffschrauben fest.

Tighten the plastic screws to lock the adapter plate.



Um das ME-Gerät zu demontieren, lösen Sie die Kunststoffschrauben und ziehen Sie den Federbolzen etwas heraus.

To dismantle the ME equipment, loosen the plastic screws and pull out the spring bolt slightly.