


## MONTAGEANLEITUNG

# HALTERUNG FÜR FUKUDA SUPER UNIT UND FUKUDA SUPER UNIT MIT GASMODUL

## ASSEMBLY INSTRUCTION

## BRACKET FOR FUKUDA SUPER UNIT AND FUKUDA SUPER UNIT WITH GAS MODULE

**WARNHINWEISE** ⚠

Überprüfen Sie das Gewicht des zu befestigenden ME-Gerätes. Die zulässige Gewichtsbelastung finden Sie auf dem entsprechenden Produktdatenblatt.

Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Geräteschäden oder Verletzung von Personen führen.

Die CIM med GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage entstanden sind.

Veränderungen am Produkt, Demontage einzelner Komponenten, Montage bzw. Zusammenbau der Einzelteile in anderer Form als nachfolgend beschrieben, sind nur nach ausdrücklicher und schriftlich erteilter Genehmigung durch die Konstruktionsabteilung der CIM med GmbH zulässig. Für Schäden, die durch nicht genehmigte Produktänderungen entstehen, übernimmt die CIM med GmbH keine Haftung.

Die weiterführende Gebrauchsanweisung und der Inspektionsplan sind für Endanwender bestimmt.

**WARNING** ⚠

Please check the weight of the ME equipment to be mounted. The permissible total weight is mentioned on the corresponding data sheet.

Failure to follow these warnings may result in damage to equipment or injury to people.

CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage due to poor installation.

Product modifications, disassembling and reassembling and/or mounting any of the components in any other way than described below are permitted only after written approval by the CIM med GmbH construction and engineering department. CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage or injury caused by product modifications and/ or amendments without prior permission from CIM med GmbH.



The additional instructions for use and the inspection plan are intended for end users.

HALTERUNG FÜR FUKUDA SUPER UNIT  
HALTERUNG FÜR FUKUDA SUPER UNIT MIT GASMODUL

## LIEFERUMFANG


BRACKET FOR FUKUDA SUPER UNIT  
BRACKET FOR FUKUDA SUPER UNIT WITH GAS MODULE

## SCOPE OF DELIVERY



## MONTAGESCHRITTE

## ASSEMBLY STEPS



Montieren Sie die Halterung für Fukuda Super Unit mit den (4) M4x12 Linsenkopfschrauben und den (4) Kontaktscheiben wie dargestellt am Tragarm.


Mount the bracket for Fukuda super unit to the support arm as shown using the (4) M4x12 pan head screws and the (4) contact wheels.

**⚠ ACHTUNG**

Für eine sichere Komponentenerdung ist die Verwendung der (4) Kontaktscheiben zwingend erforderlich.


**⚠ WARNING**

To guarantee a secure components grounding it is essential to use the (4) contact wheels.



Befestigen Sie den Kabelhaken mit Hilfe der (2) M4x10 Linsenkopfschrauben, den (2) Kontaktscheiben und den (2) M4 Hutmuttern.

Attach the cable hook using the (2) M4x10 pan head screws, the (2) contact wheels and the (2) M4 cap nuts.



Fixieren Sie das ME-Gerät mit den (3) M3x6 Senkkopfschrauben.

Use the (3) M3x6 counter-sunk screws to fix the ME equipment.