


Down Post

Abbildung	Bezeichnung	Anbindung	Art. Nr.
	Down Post, nicht drehbar	Für nicht höhenverstellbare Arme: L 150 mm, max. Zuladung: 12 kg L 300 mm, max. Zuladung: 10 kg Für höhenverstellbare Arme: L 150 mm, max. Zuladung: 12 kg L 300 mm, max. Zuladung: 10 kg	Z-DP-70.CD_150 Z-DP-70.CD_300 Z-DP-71.CD_150 Z-DP-71.CD_300

Farbauswahl

Dekorative Plastikteile (C)

bl = RAL 5013 (blau)
 gr = RAL 7024 (graphitgrau)

Aluminiumdruckgussteile (D)

1 = RAL 9016 (verkehrsweiß)
 2 = RAL 9002 (grauweiß)

Allgemeine Hinweise

Produktkennzeichnung

Alle CIM Produkte sind mit dem CE-Kennzeichen versehen. Als **Medizinprodukt der Risikoklasse 1** entsprechen sie den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG und sind konform mit den Regularien EN 60601-1, 3rd Edition. TÜV Reports für zahlreiche Produkte, v.a. im Bereich Anästhesie, bescheinigen die mechanische und elektrische Sicherheit unserer Produkte.

Sonderlösungen

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie **kundenspezifische** Lösungen suchen.



Erstellen von Artikelnummern

Bitte gehen Sie bei der Konfiguration der Artikelnummern wie folgt vor:

Alle Buchstaben in grün bitte mit dem entsprechenden Artikelnummern-Code ersetzen.

1. Spezifizieren Sie die Anbindung - wo wollen Sie Ihre Halterung befestigen (Y):

1V	=	Rundrohr ø 23 - 40 mm
1	=	Rundrohr ø 25 mm
1F	=	Rundrohr ø 35 mm
1C	=	Rundrohr ø 38 mm
2F	=	Horizontale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
3	=	Vertikale Normschiene 10 x 25 mm
3DR	=	2 vertikalen Normschiene, Abstand 150 mm
3TX	=	2 vertikalen Normschiene, Abstand 225 mm
4V	=	Vertikaler Wandkanal
4Z	=	Vertikaler Wandkanal (keine Tragarme)
4ZH	=	Horizontaler Wandkanal (keine Tragarme)
5	=	Horizontale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30 mm
6H / 6R	=	Horizontale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
6V	=	Vertikale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
70	=	Nicht höhenverstellbare Arme
71	=	Höhenverstellbare Arme

2. Wählen Sie die Farbe der dekorativen Plastikteile (C):

bl	=	RAL 5013 (blau)
gr	=	RAL 7024 (graphitgrau)
w	=	Weiß (nur für Schubläden, Ablagetafel, Wandkanal, Griff für Rollständer)
fb	=	Firnblau (nur für Schubläden)
e	=	Silber (nur für Griff für Rollständer)

3. Wählen Sie die Farbe der Aluminiumdruckgussteile (D):

1	=	RAL 9016 (verkehrsweiß)
2	=	RAL 9002 (grauweiß)

Beispiel

Bereich		Zubehörtyp		01 Adaption		02 & 03 Farbe
Z	-	SLK	-	Y	.	CD
Z	-	SLK	-	4V	.	bl1