






CPU Halterungen für CARESCAPE B850

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer	
	CPU Halterung für CARESCAPE B850 Befestigung: fixe Rundrohrklemme Zur Aufnahme an Rundrohr \varnothing 38 mm	GE-C7-1C	MD
	CPU Halterung für CARESCAPE B850 Befestigung: universelle Rundrohrklemme V-Flansch zur Aufnahme an Rundrohr \varnothing 23 - 40 mm	GE-C7-1V	MD
	CPU Halterung für CARESCAPE B850 Befestigung: Adapter für vertikalen Wandkanal	GE-C7-4Z	MD
	CPU Halterung für CARESCAPE B850 Befestigung: vertikale Normschienenklemme Zur Aufnahme an einer vertikalen Normschiene 10 x 25 mm	GE-C7-3	MD
	CPU Halterung für CARESCAPE B850 Befestigung: horizontale Normschienenklemme Zur Aufnahme an einer horizontalen Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm	GE-C7-6H	MD