

Tastaturablage



Abbildung	Bezeichnung	Abmessungen (T)	Art. Nr.
	Tastaturablage magnetisch, aufklappbar Maximale Zuladung: 5 kg	30S: 300 x 210 mm 40S: 400 x 150 mm 50S: 500 x 200 mm 58S: 580 x 200 mm 65S: 650 x 200 mm	Z-EF-Y.CD_T
	Tastaturablage aufklappbar, mit Mausauszug links / rechts Maximale Zuladung: 5 kg	RC: 480 x 220 mm	Z-EF-Y.CD_T
	Tastaturablage magnetisch, aufklappbar / ausziehbar Maximale Zuladung: 5 kg	50S: 500 x 200 mm 58S: 580 x 200 mm	Z-ER-Y.CD_T

Farbauswahl

Dekorative Teile (C)

gr = RAL 7024 (graphitgrau)
bl = RAL 5013 (kobaltblau)

Aluminiumdruckgussteile (D)

1 = RAL 9016 (verkehrsweiß)
2 = RAL 9002 (grauweiß)

Befestigungsmöglichkeiten

Y | Details Seite 2



5

Horizontale Normschienenklemme



3

Vertikale Normschienenklemme




4S

Adapter für vertikalen Wandkanal



1V

Universelle Rundrohrklemme



1

1B

1F

1C

Fixe Rundrohrklemme

Befestigungsmöglichkeiten für Tastaturablagen



Abbildung	Bezeichnung	Anmerkungen	Art.Nr. (Y)
	Horizontale Normschienenklemme	Zur Aufnahme an horizontaler Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30 mm	5
	Vertikale Normschienenklemme	Zur Aufnahme an einer vertikalen Normschiene 10 x 25 mm	3
	Adapter für vertikalen Wandkanal	Zur Aufnahme an den CIM Wandkanal (kompatibel mit GCX)	4S
	Universelle Rundrohrklemme	V-Flansch zur Aufnahme an Rundrohr \varnothing 23 - 40 mm	1V
	Fixe Rundrohrklemme	Zur Aufnahme an Rundrohr \varnothing 25 mm Zur Aufnahme an Rundrohr \varnothing 30 mm Zur Aufnahme an Rundrohr \varnothing 35 mm Zur Aufnahme an Rundrohr \varnothing 38 mm	1 1B 1F 1C

Erstellen von Artikelnummern

Bitte gehen Sie bei der Konfiguration der Artikelnummern wie folgt vor:

Alle Buchstaben in grün bitte mit dem entsprechenden Artikelnummern-Code ersetzen.

1. Spezifizieren Sie die Anbindung - wo wollen Sie Ihre Halterung befestigen (Y):

1V	=	Rundrohr ø 23 - 40 mm
1	=	Rundrohr ø 25 mm
1B	=	Rundrohr ø 30 mm
1F	=	Rundrohr ø 35 mm
1C	=	Rundrohr ø 38 mm
2F	=	Horizontale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
3	=	Vertikale Normschiene 10 x 25 mm
4S	=	Vertikaler Wandkanal
4V	=	Vertikaler Wandkanal (nur für Schubläden)
4Z	=	Vertikaler Wandkanal (keine Tragarme)
5	=	Horizontale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30 mm
6H / 6R	=	Horizontale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
6V	=	Vertikale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
70	=	Nicht höhenverstellbare Arme
71	=	Höhenverstellbare Arme

2. Wählen Sie die Farbe der dekorativen Teile (C):

gr	=	RAL 7024 (graphitgrau)
bl	=	RAL 5013 (kobaltblau)
w	=	RAL 9016 (verkehrsweiß) nur für Schubläden, Wandkanal, Griff für Rollständer

3. Wählen Sie die Farbe der Aluminiumdruckgussteile (D):

1	=	RAL 9016 (verkehrsweiß)
2	=	RAL 9002 (grauweiß)

Beispiel

Bereich	Zubehörtyp	01 Adaption	02 & 03 Farbe	04 Tastatur
Z	- EF	- Y	. CD	- T
Z	- EF	- 4S	. bl1	- 50S

Allgemeine Hinweise

Sonderlösungen und Anwendungen im Kernspinbereich/ MRI

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Lösungen suchen.

Produktkennzeichnung

Alle als Medizinprodukte der Klasse 1 deklarierten Produkte sind CE gekennzeichnet. Als Medizinprodukt der Risikoklasse 1 entsprechen sie den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) und sind konform mit den Regularien IEC 60601-1. Andere Normen der IEC 60601-Reihe gelten unabhängig von ihrer Version nicht für unsere Produkte.

MD Funktional eigenständiges Produkt, welches bereits vor Integration in ein Gesamtgerät als Medizinprodukt in die Klasse 1 eingeordnet wird. Das Produkt ist mit CE-Kennzeichnung versehen. Eine Konformitätserklärung ist vorhanden.

~~MD~~ Zubehör oder Ersatzteile, die keine eigenständige Funktion haben und somit nicht der MDR unterliegen. Eine Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung dieser Produkte ist daher nicht erforderlich.

Gewährleistung

Alle CIM Tragarme haben ab Lieferdatum eine 5-jährige Gewährleistung auf Material und Funktionsfähigkeit.

