

Poignée



Illustration	Description	Remarques	No.
	Poignée double avec fixation VESA	Pour les écrans d'une largeur maximum de 430 mm / 16,9", Poids du produit : 1,5 kg / 3,3 livres	Z-HDG.1_43
		570 mm / 22,4", Poids du produit : 1,9 kg / 4,2 livres	Z-HDG.1_57

Exemple d'utilisation Z-HDG.1



Remarques générales

Des solutions personnalisées et des applications IRM

Veuillez nous contacter pour des solutions **personnalisées**.

Marquage des produits

Tous les produits déclarés comme dispositifs médicaux de classe 1 portent le marquage CE. En tant que **dispositif médical de la classe de risque 1**, nos produits sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2017/745 (MDR) ainsi qu'à la norme IEC 60601-1. Les autres normes de la série IEC 60601 ne s'appliquent pas à nos produits, quelle que soit leur version.

MD Un produit autonome qui est déjà classé comme un produit médical de classe 1 avant d'être intégré dans un dispositif médical global. Le produit porte le marquage CE. Une déclaration de conformité est disponible.

~~MD~~ Les accessoires ou pièces détachées qui n'ont pas de fonction indépendante et ne sont donc pas soumis au MDR. Ces produits ne sont pas marqués CE. Une déclaration de conformité n'est pas nécessaire.

Garantie

Tous les bras CIM sont garantis 5 ans à compter de la date de livraison contre tout défaut de matériel et de fonctionnement.

