

MONTAGEHILFE ZUR VERKABELUNG EINES CIM TRAGARMS

Um die Verkabelung der Tragarme vor Ort zu erleichtern und Montagezeit im Krankenzimmer einzusparen, haben wir eine Montagehilfe konzipiert, die eine Vormontage in einem Arbeitsraum ermöglicht. Somit können alle Tragarme mit innenliegenden Kabeln außerhalb der Krankenzimmer / OP Räume vormontiert werden. Wertvolle Zeit in der Endmontage wird dadurch eingespart.



MONTAGEKOFFER BEINHÄLTET

- 1x Transportkoffer
- 2x Schraubenzwingen
- 1x Bodenplatte
- 1x Rundrohr
- 1x Säulenprofil
- 1x Adapter horizontale Normschiene
- 1x Adapter vertikale Normschiene



BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

- 1V Universale Rundrohrklemme für \varnothing 23 - 40 mm
- 1C Fixe Rundrohrklemme für \varnothing 38 mm
- 2F Horizontale Normschieneklemme für 10 x 25 mm
- 3 Vertikale Normschieneklemme für 10 x 25 mm
- 4S Adapter für vertikalen Wandkanal