

SOLUTION MOBILE POUR CHAQUE APPLICATION

SUPPORT MOBILE POUR APPLICATIONS LÉGÈRES

Un support à roulettes pour applications légères, jusqu'à 14 kg / 30,9 livres. Tous nos supports mobiles sont testés et leur sûreté est certifiée avant livraison. Sa construction robuste en fait le choucho du personnel infirmier. Sa maniabilité aisée, son nettoyage facile, et sa garantie de 5 ans font de ce support mobile un produit remarquable.

CONÇU POUR


- + Utilisation récurrente et quotidienne
- + Fiabilité
- + Un positionnement flexible des appareils médicaux

CARACTÉRISTIQUES

- + Facile à nettoyer
- + Aucune surface d'accumulation de liquide
- + Facile à manœuvrer
- + Roulettes verrouillables pour plus de stabilité
- + Faible encombrement
- + Conforme aux exigences d'un dispositif médical de classe 1 (UE) 2017/745 (MDR) & IEC 6060-1

ACCEPTE


- + Toutes les fixations standard
- + Supports externes pour bloc d'alimentation
- + Paniers
- + Beaucoup d'autres accessoires



PRÉSENTATION DES MONITEURS

Quel moniteur souhaitez-vous installer?

CIM med offre une grande variété de solutions de montage pour les plus grands fabricants de moniteurs.



ACCESSOIRES

Une grande variété d'accessoires est disponible que vous trouverez en consultant le catalogue d'accessoires.

Veuillez noter que tous les accessoires ne conviennent pas à chaque support mobile.

