

Gestion des câbles - Crochet pour câble



Illustration	Description	Fixation	Poids	No
	Tube rond descendant avec crochet pour câble À monter sur l'articulation avant du bras	Pour fixation sur des bras non réglables en hauteur		
		Longueur 150 mm / 5,9"	0,3 kg / 0,7 livres	Z-KH6-70.1_150
		Longueur 300 mm / 11,8"	0,4 kg / 0,9 livres	Z-KH6-70.1_300
		Pour fixation sur des bras réglables en hauteur		
		Longueur 150 mm / 5,9"	0,3 kg / 0,7 livres	Z-KH6-71.1_150
		Longueur 300 mm / 11,8"	0,4 kg / 0,9 livres	Z-KH6-71.1_300

Remarques générales

Des solutions personnalisées et des applications IRM

Veuillez nous contacter pour des solutions **personnalisées**.

Marquage des produits

Tous les produits déclarés comme dispositifs médicaux de classe 1 portent le marquage CE. En tant que **dispositif médical de la classe de risque 1**, nos produits sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2017/745 (MDR) ainsi qu'à la norme IEC 60601-1. Les autres normes de la série IEC 60601 ne s'appliquent pas à nos produits, quelle que soit leur version.

MD Un produit autonome qui est déjà classé comme un produit médical de classe 1 avant d'être intégré dans un dispositif médical global. Le produit porte le marquage CE. Une déclaration de conformité est disponible.

~~**MD**~~ Les accessoires ou pièces détachées qui n'ont pas de fonction indépendante et ne sont donc pas soumis au MDR. Ces produits ne sont pas marqués CE. Une déclaration de conformité n'est pas nécessaire.

Garantie

Tous les produits CIM sont garantis 5 ans à compter de la date de livraison contre tout défaut de matériel et de fonctionnement.

Comment trouver les produits adaptés à vos besoins

Aucun problème avec notre configurateur

<https://cim-configurator.com>

