


# Wandkanal



Abbildung	Bezeichnung	Länge	Gewicht	Art. Nr.
	<p><b>CIM Wandkanal</b></p> <p>Vertikaler Wandkanal inkl. Abdeckprofil und Endkappen</p> <p>Sonderlängen auf Anfrage!</p> <p>Abdeckprofil in den Farben (C) RAL 7024 graphitgrau (gr) oder RAL 9016 verkehrsweiß (w) erhältlich.</p>	<p>480 mm</p> <p>720 mm</p> <p>960 mm</p> <p>1200 mm</p>	<p>0,9 kg</p> <p>1,3 kg</p> <p>1,7 kg</p> <p>2,1 kg</p>	<p>Z-WK.C_480</p> <p>Z-WK.C_720</p> <p>Z-WK.C_960</p> <p>Z-WK.C_1200</p>

# Erstellen von Artikelnummern

Bitte gehen Sie bei der Konfiguration der Artikelnummern wie folgt vor:

Alle Buchstaben in grün bitte mit dem entsprechenden Artikelnummern-Code ersetzen.

## 1. Spezifizieren Sie die Anbindung - wo wollen Sie Ihre Halterung befestigen (Y):

1V	=	Rundrohr ø 23 - 40 mm
1	=	Rundrohr ø 25 mm
1B	=	Rundrohr ø 30 mm
1F	=	Rundrohr ø 35 mm
1C	=	Rundrohr ø 38 mm
2F	=	Horizontale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
3	=	Vertikale Normschiene 10 x 25 mm
4S	=	Vertikaler Wandkanal
4V	=	Vertikaler Wandkanal (nur für Schubläden)
4Z	=	Vertikaler Wandkanal (keine Tragarme)
5	=	Horizontale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30 mm
6H / 6R	=	Horizontale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
6V	=	Vertikale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
19	=	Dräger Ambia Deckenstative
70	=	Nicht höhenverstellbare Arme
71	=	Höhenverstellbare Arme

## 2. Wählen Sie die Farbe der dekorativen Teile (C):

gr	=	RAL 7024 (graphitgrau)
bl	=	RAL 5013 (kobaltblau)
w	=	RAL 9016 (verkehrsweiß) nur für Schubläden, Wandkanal, Griff für Rollständer

## 3. Wählen Sie die Farbe der Aluminiumdruckgussteile (D):

1	=	RAL 9016 (verkehrsweiß)
2	=	RAL 9002 (grauweiß)

## Beispiel

Bereich	Zubehörtyp	01 Adaption	02 & 03 Farbe	04 Tastatur
Z	- EF	- Y	. CD	- T
Z	- EF	- 4S	. bl1	- 50S

## Allgemeine Hinweise

---

**Sonderlösungen und Anwendungen im Kernspinbereich/ MRI**  
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie **kundenspezifische** Lösungen suchen.

### Produktkennzeichnung

Alle als Medizinprodukte der Klasse 1 deklarierten Produkte sind CE gekennzeichnet. Als **Medizinprodukt der Risikoklasse 1** entsprechen sie den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) und sind konform mit den Regularien IEC 60601-1. Andere Normen der IEC 60601-Reihe gelten unabhängig von ihrer Version nicht für unsere Produkte.

**MD** Funktional eigenständiges Produkt, welches bereits vor Integration in ein Gesamtgerät als Medizinprodukt in die Klasse 1 eingeordnet wird. Das Produkt ist mit CE-Kennzeichnung versehen. Eine Konformitätserklärung ist vorhanden.

~~MD~~ Zubehör oder Ersatzteile, die keine eigenständige Funktion haben und somit nicht der MDR unterliegen. Eine Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung dieser Produkte ist daher nicht erforderlich.

### Gewährleistung

Alle CIM Produkte haben ab Lieferdatum eine 5-jährige Gewährleistung auf Material und Funktionsfähigkeit.

---

## Wie finden Sie das passende Produkt für Ihren Bedarf?

Ganz einfach mit unserem Konfigurator  
<https://cim-configurator.com>

