

ROLLSTÄNDER ULTRA-LIGHT DUTY

MOBILE LÖSUNG FÜR EINFACHE ANWENDUNGEN

Kompakt, wendig und zuverlässig: Dieser Rollständer ist die ideale Lösung für den täglichen Einsatz, wenn nur ein Gerät benötigt wird. Dank seiner leichten Handhabung, mühelosen Manövrierbarkeit und der hohen Reinigungsfreundlichkeit überzeugt er im klinischen Alltag ebenso wie durch seine geprüfte Sicherheit. Mit einer 5-jährigen Gewährleistung steht er für Qualität und Langlebigkeit.

EIGENSCHAFTEN

-  **Vielseitig einsetzbar**
Als Monitorwagen oder für Patientenmonitoring.
-  **Leicht & wendig**
Optimale Mobilität auch auf engem Raum.
-  **Kompakte Maße**
1158 × 500 × 559 mm (H x B x T, ohne Zubehör).
-  **Zertifiziert & sicher**
Entspricht MDR (EU 2017/745, Klasse I) und IEC 60601-1.
-  **Belastbar & stabil**
Bis zu 8 kg für Monitoraufnahme und 5 kg für den Korb.

ARTIKELNUMMER

R-003B.C1 Rollständer Ultra-Light Duty

ZUBEHÖR

Ergänzend ist praktisches Zubehör verfügbar, um den Wagen individuell an Ihre Anforderungen anzupassen.


Kabelhaken 2-fach



Kabelhaken 3-fach



Korb mittel



Korb klein



Griffbügel



GERÄTEANBINDUNG

Welchen Monitor möchten Sie befestigen?

CIM med bietet Lösungen für die verschiedensten medizintechnischen Gerätehersteller an.



TECHNISCHE DATEN

