



ROBUST. ZUVERLÄSSIG. SICHER.

Rollständer

Ultra-Light, Light oder Heavy -
mobile Systeme für jeden Anwendungsbereich.

THINK BEFORE
YOU PRINT



Inhalt

Allgemeine Hinweise	2
Erstellen von Artikelnummern	3
Geräteanbindungen	4
Zubehör	5
Rollständer Ultra-Light	6
Rollständer Light Duty	11
Rollständer Heavy Duty	16

Allgemeine Hinweise

Sonderlösungen und Anwendungen im Kernspinbereich/ MRI

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Lösungen suchen.

Produktkennzeichnung

Alle als Medizinprodukte der Klasse 1 deklarierten Produkte sind CE gekennzeichnet. Als Medizinprodukt der Risikoklasse 1 entsprechen sie den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) und sind konform mit den Regularien IEC 60601-1. Andere Normen der IEC 60601-Reihe gelten unabhängig von ihrer Version nicht für unsere Produkte.

MD Funktional eigenständiges Produkt, welches bereits vor Integration in ein Gesamtgerät als Medizinprodukt in die Klasse 1 eingeordnet wird. Das Produkt ist mit CE-Kennzeichnung versehen. Eine Konformitätserklärung ist vorhanden.

~~MD~~ Zubehör oder Ersatzteile, die keine eigenständige Funktion haben und somit nicht der MDR unterliegen. Eine Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung dieser Produkte ist daher nicht erforderlich.

Gewährleistung

Alle CIM Produkte haben ab Lieferdatum eine 5-jährige Gewährleistung auf Material und Funktionsfähigkeit.

Erstellen von Artikelnummern

Bitte gehen Sie bei der Konfiguration der Artikelnummern wie folgt vor:

Alle Buchstaben in grün bitte mit dem entsprechenden Artikelnummern-Code ersetzen.

1. Produktgruppe

R = Rollständer

2. Wählen Sie den benötigten Rollständer aus:

001 = Rollständer Heavy Duty
 002 = Rollständer Light Duty
 003 = Rollständer Ultra-Light Duty

3. Wählen Sie die gewünschte Monitoraufnahme aus (B):

A = 5" Montageplatte
 FK = Fukuda Montageplatte
 G = VESA 75/100
 K = VESA 75/100 mit CL Bügel
 KQ = VESA Quick Release mit CL Bügel
 PH = Adapter für Philips Table Top Mount
 Q = VESA Quick Release
 TN = Notebook Ablage

4. Wählen Sie die Farbe der dekorativen Teile (C):

gr = RAL 7024 (graphitgrau)
 bl = RAL 5013 (kobaltblau)


5. Farbe der Aluminiumdruckgussteile:


1 = RAL 9016 (verkehrsweiß)

Beispiel


01 Produktgruppe		02 & 03 Typ & Monitoraufnahme		04 & 05 Farbe
R	-	000B	.	C1
R	-	002K	.	gr1

Geräteanbindungen B



Art. Nr. (B)	Geräteanbindung		Rollständer Ultra-Light Duty	Rollständer Light Duty	Rollständer Heavy Duty
A	5" Montageplatte		✓	✓	✓
FK	Fukuda Montageplatte		✓	✓	✓
G	VESA 75/100		✓	✓	✓
K	VESA 75/100 mit CL Bügel		✗	✓	✓
KQ	VESA Quick Release mit CL Bügel		✗	✓	✓
PH	Philips Table Top Mount		✓	✓	✓
Q	VESA Quick Release		✗	✓	✓
TN	Notebook Ablage		✗	✓	✓

Zubehör



		Rollständer Ultra-Light Duty	Rollständer Light Duty	Rollständer Heavy Duty
Tragarm		✗	✗	✓
Schublade		✗	✗	✓
Tastaturablage (Abb.) Ablagetablet HPL		✗ ✗	✓ ✗	✓ ✓
Tragarm für Infusionstechnik		✗	✗	✓
Korb klein Korb mittel Korb groß		✓ ✓ ✗	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Kabelhaken 2-fach (Abb.) Kabelhaken 3-fach		✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Universalklemme (Abb.) CPU Halterung		✗ ✗	✓ ✗	✓ ✓
Normschiene		✗	✗	✓
Netzteilhalter-Box (Abb.) Netzteilhalterung		✗ ✗	✓ ✓	✓ ✓
Griffbügel		✓	✓	✓
Flaschenhalterung		✗	✗	✓
Barcode Scanner Halter		✗	✗	✓

Rollständer Ultra-Light Duty

MOBILE LÖSUNG FÜR EINFACHE ANWENDUNGEN

MD

Kompakt, wendig und zuverlässig: Dieser Rollständer ist die ideale Lösung für den täglichen Einsatz, wenn nur ein Gerät benötigt wird. Dank seiner leichten Handhabung, mühelosen Manövrierbarkeit und der hohen Reinigungsfreundlichkeit überzeugt er im klinischen Alltag ebenso wie durch seine geprüfte Sicherheit. Mit einer 5-jährigen Gewährleistung steht er für Qualität und Langlebigkeit.

EIGENSCHAFTEN

-  **Infektionsprävention dank glatter Oberflächen**
Leicht zu reinigende glatte Flächen ohne Vertiefungen
-  **Leichtgängig und wendig**
Optimale Manövrierbarkeit auch bei beengten Platzverhältnissen
-  **Platzsparendes Design**
Kompakte Abmessungen 1158 x 500 x 559 mm
-  **Für den Klinikalltag entwickelt**
Ideal für einfache Anwendungen mit einem Gerät
-  **Hohe Tragfähigkeit**
Monitoraufnahme für Geräte bis 8 kg
-  **Grundausrüstung**
Vier Lenkrollen ø100, davon zwei feststellbar
-  **Geprüfte Sicherheit**
Konform mit MDR (EU 2017/745, Klasse I) und IEC 60601-1

ARTIKELNUMMER

R-003B.C1 Rollständer Ultra-Light Duty




Rollständer Ultra-Light Duty

AUSSTATTUNG

GERÄTEANBINDUNG

Welchen Monitor möchten Sie befestigen?

CIM med bietet Lösungen für alle Hersteller medizinischer Geräte und Monitore.



5" Montageplatte



VESA 75/100



Fukuda Montageplatte



Philips Table Top Mount

ZUBEHÖR

Welches Zubehör benötigen Sie für Ihren Rollständer?

Standardmäßig ist ein Griffbügel aus Aluminium inkludiert. Weiteres Zubehör kann bei Bedarf angebracht werden.



Kabelhaken 2-fach



Kabelhaken 3-fach



Korb klein



Korb mittel




Griffbügel


Rollständer Ultra-Light Duty

TECHNISCHE DATEN - VESA 75/100

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT



Rollständer Ultra-Light Duty

KONFIGURATIONEN - BEISPIELE



Beispiel 01

- R-003A.bl1 Rollständer Ultra-Light Duty mit 5" Montageplatte
4 Lenkrollen - 2 feststellbar,
2 Rundrohre $\varnothing 25$ zur Aufnahme von
Komponenten und Zubehör
- Z-HDB-1.e1 Griffbügel mit fixer Rundrohrklemme
- Z-52-1.1 Korb klein mit fixer Rundrohrklemme



Beispiel 02

- R-003G.bl1 Rollständer Ultra-Light Duty mit VESA 75/100
4 Lenkrollen - 2 feststellbar,
2 Rundrohre $\varnothing 25$ zur Aufnahme von
Komponenten und Zubehör
- Z-KH2-1.1 Kabelhaken 2-fach mit fixer Rundrohrklemme
- Z-53-1.1 Korb mittel mit fixer Rundrohrklemme

Rollständer Ultra-Light Duty

KONFIGURATIONEN - BEISPIELE



Beispiel 03

- R-003PH.bl1 Rollständer Ultra-Light Duty mit Monitoraufnahme für Philips Table Top Mount
inkl. 4 Lenkrollen - 2 feststellbar,
2 Rundrohre $\varnothing 25$ zur Aufnahme von
Komponenten und Zubehör
- Z-HDB-1.e1 Griffbügel mit fixer Rundrohrklemme
- Z-KH3-1.1 Kabelhaken 3-fach mit fixer Rundrohrklemme



Beispiel 04

- R-003FK.bl1 Rollständer Ultra-Light Duty mit Fukuda Montageplatte
inkl. 4 Lenkrollen - 2 feststellbar,
2 Rundrohre $\varnothing 25$ zur Aufnahme von
Komponenten und Zubehör
- Z-HDB-1.e1 Griffbügel mit fixer Rundrohrklemme
- Z-KH3-1.1 Kabelhaken 3-fach mit fixer Rundrohrklemme
- Z-53-1.1 Korb mittel mit fixer Rundrohrklemme

Rollständer Light Duty

MOBILE LÖSUNG FÜR LIGHT WEIGHT ANWENDUNGEN

MD

Robuste Konstruktion für den mehrfach täglichen Gebrauch, leichtgängige und sichere Manövrierbarkeit, hohe Reinigungsfreundlichkeit für verbesserte Infektionsprävention und eine 5-jährige Gewährleistung zeichnen diesen Rollständer aus.

EIGENSCHAFTEN

-  **Infektionsprävention dank glatter Oberflächen**
Leicht zu reinigende glatte Flächen ohne Vertiefungen
-  **Für den Klinikalltag entwickelt**
Langlebige Zuverlässigkeit
-  **Flexible Positionierung**
Medizinische Geräte und Zubehör schnell und sicher platzierbar
-  **Tragkraft**
Monitoraufnahme für Geräte bis 14 kg
-  **Leichtgängige Handhabung**
Komfortables Manövrieren auch in engen Räumen
-  **Sichere Fixierung**
Feststellbare Doppel-Lenkrollen für stabilen Stand
-  **Geprüfte Sicherheit**
Konform mit MDR (EU 2017/745, Klasse I) und IEC 60601-1
-  **Integrierte Kabelführung**
Um den Hygiene- und Ästhetikanforderungen im klinischen Umfeld gerecht zu werden

ARTIKELNUMMER

R-002B.C1 Rollständer Light Duty



Rollständer Light Duty

AUSSTATTUNG


GERÄTEANBINDUNG

Welchen Monitor möchten Sie befestigen?


CIM med bietet Lösungen für alle Hersteller medizinischer Geräte und Monitore.



5" Montageplatte



Fukuda Montageplatte




VESA 75/100




VESA 75/100 mit CL Bügel



VESA Quick Release mit CL Bügel



Philips Table Top Mount



VESA Quick Release



Notebook Ablage

ZUBEHÖR

Welches Zubehör benötigen Sie für Ihren Rollständer?

Eine Vielzahl von Zubehör sorgt für eine optimale Konfiguration des Rollständers.



Tastaturablage



Korb klein



Korb mittel



Korb groß



Kabelhaken 2-fach



Kabelhaken 3-fach



Universalklemme



Netzteilhalter-Box



Netzteilhalterung




Griffbügel


Rollständer Light Duty

TECHNISCHE DATEN - VESA 75/100 MIT CL BÜGEL

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT




Rollständer Light Duty

KONFIGURATIONEN - BEISPIELE



Beispiel 01

- R-002K.bl1 Rollständer Light Duty mit CL-Bügel und VESA 75/100, 5-Stern Fußkreuz aus Aluminium inkl. Gegengewicht, 5 Doppel-Lenkrollen - 2 feststellbar, Säule zur Aufnahme von Komponenten und Zubehör
- Z-HD-4.w1 Griffbügel mit Adapter für vertikalen Wandkanal
- Z-EF-4S.bl1_58S Tastaturablage 580 x 200 mm, magnetisch, aufklappbar, mit Adapter für vertikalen Wandkanal
- Z-PS3-4Z.1 Netzteilhalter-Box 3-fach, 255 x 165 x 85 mm mit Adapter für vertikalen Wandkanal




Beispiel 02

- R-002A.bl1 Rollständer Light Duty mit 5" Montageplatte, 5-Stern Fußkreuz aus Aluminium inkl. Gegengewicht, 5 Doppel-Lenkrollen - 2 feststellbar, Säule zur Aufnahme von Komponenten und Zubehör
- Z-HD-4.w1 Griffbügel mit Adapter für vertikalen Wandkanal
- Z-KH3-4Z.1 Kabelhaken 3-fach mit Adapter für vertikalen Wandkanal
- Z-51-4Z.1 Korb groß mit Adapter für vertikalen Wandkanal


Rollständer Light Duty

KONFIGURATIONEN - BEISPIELE



Beispiel 03

- R-002PH.b11 Rollständer Light Duty mit Monitoraufnahme für Philips Table Top Mount, 5-Stern Fußkreuz aus Aluminium inkl. Gegengewicht, 5 Doppel-Lenkrollen - 2 feststellbar, Säule zur Aufnahme von Komponenten und Zubehör
- Z-HD-4.w1 Griffbügel mit Adapter für vertikalen Wandkanal
- Z-KH2-4Z.1 Kabelhaken 2-fach mit Adapter für vertikalen Wandkanal
- Z-52-4Z.1 Korb klein mit Adapter für vertikalen Wandkanal



Beispiel 04

- R-002TN.b11 Rollständer Light Duty mit Notebookablage 360 x 280 mm, 5-Stern Fußkreuz aus Aluminium inkl. Gegengewicht, 5 Doppel-Lenkrollen - 2 feststellbar, Säule zur Aufnahme von Komponenten und Zubehör
- Z-HD-4.w1 Griffbügel mit Adapter für vertikalen Wandkanal

Rollständer Heavy Duty

MOBILE LÖSUNG FÜR INDIVIDUELLE ANWENDUNGEN

MD

Wir konfigurieren gerne einen an Ihre Bedürfnisse angepassten Rollständer. Hierfür steht ein umfangreiches Sortiment an Zubehör zur Verfügung. Trotz individueller Lösungen liefern wir nur getestete Systeme, die den Anforderungen der IEC 60601-1 entsprechen.

EIGENSCHAFTEN

-  **Infektionsprävention dank glatter Oberflächen**
Leicht zu reinigende glatte Flächen ohne Vertiefungen
-  **Flexibilität durch Modularität**
Individuelle und vielseitige Konfigurationen je nach Anwendungsbereich
-  **Tragkraft**
Monitoraufnahme für Geräte bis 18 kg
-  **Sichere Fixierung**
Feststellbare Doppel-Lenkrollen für stabilen Stand
-  **Geprüfte Sicherheit**
Konform mit MDR (EU 2017/745, Klasse I) und IEC 60601-1
-  **Integrierte Kabelführung**
Um den Hygiene- und Ästhetikanforderungen im klinischen Umfeld gerecht zu werden

ARTIKELNUMMER

R-001B.C1 Rollständer Heavy Duty



Rollständer Heavy Duty

AUSSTATTUNG


GERÄTEANBINDUNG

Welchen Monitor möchten Sie befestigen?


CIM med bietet Lösungen für alle Hersteller medizinischer Geräte und Monitore.



5" Montageplatte



Fukuda Montageplatte




VESA 75/100




VESA 75/100 mit CL Bügel



VESA Quick Release mit CL Bügel



Philips Table Top Mount



VESA Quick Release




Notebook Ablage

ZUBEHÖR

Welches Zubehör benötigen Sie für Ihren Rollständer?

Umfangreiches Sortiment an Zubehör zur individuellen Gestaltung Ihres Rollständers.



Schublade



Ablagetablar HPL



Infusionstechnik



Korb



Tragarm



Kabelhaken



Universalklemme



CPU Halterung



Normschiene



Tastaturablage



Netzteilerhalter-Box



Netzteilerhalterung



Griffbügel




Flaschenhalterung



Barcode Scanner Halter

Rollständer Heavy Duty

TECHNISCHE DATEN - VESA 75/100 MIT CL BÜGEL




Rollständer Heavy Duty

KONFIGURATIONEN - BEISPIELE



Beispiel 01

- R-001K.bl1 Rollständer Heavy Duty mit CL Bügel und VESA 75/100, 5-Stern Fußkreuz aus Gusseisen, 5 Doppel-Lenkrollen - 2 feststellbar, Säule zur Aufnahme von Komponenten und Zubehör
- Z-HD-4.w1 Griffbügel mit Adapter für vertikalen Wandkanal
- Z-EF-4S.bl1_RC Tastaturablage aufklappbar, mit Mauseuszug, 480 x 220 mm, mit Adapter für vertikalen Wandkanal
- Z-HPL-4Z.1 Ablagetablet aus HPL, 450 x 450 x 12 mm, mit Adapter für vertikalen Wandkanal




Beispiel 02

- R-001A.bl1 Rollständer Heavy Duty mit Monitoraufnahme für Philips Table Top Mount, 5-Stern Fußkreuz aus Gusseisen, 5 Doppel-Lenkrollen - 2 feststellbar, Säule zur Aufnahme von Komponenten und Zubehör
- Z-224RR-4S.1 2x Tragarm Pivot für Infusionstechnik, Armtyp 240
- Z-IF6_600 Infusionsstange ø 25 mm mit Flaschenkreuz, 600 mm Stangenlänge
- Z-KH3-4Z.1 Kabelhaken 3-fach mit Adapter für vertikalen Wandkanal

Rollständer Heavy Duty

KONFIGURATIONEN - BEISPIELE



Beispiel 03

- R-001G.bl1 Rollständer Heavy Duty mit 5“ Montageplatte, 5-Stern Fußkreuz aus Gusseisen, 5 Doppel-Lenkrollen - 2 feststellbar, Säule zur Aufnahme von Komponenten und Zubehör
- Z-HD-4.w1 Griffbügel mit Adapter für vertikalen Wandkanal
- Z-SLK-4V.w Schublade 440 x 413 x 120 mm mit Adapter für vertikalen Wandkanal
- Z-51-4Z.1 Korb groß mit Adapter für vertikalen Wandkanal



Beispiel 04

- R-001TN.bl1 Rollständer Heavy Duty mit Notebookauflage 360 x 280 mm, 5-Stern Fußkreuz aus Gusseisen, 5 Doppel-Lenkrollen - 2 feststellbar, Säule zur Aufnahme von Komponenten und Zubehör
- Z-HD-4.w1 Griffbügel mit Adapter für vertikalen Wandkanal
- Z-KH2-4Z.1 Kabelhaken 2-fach mit Adapter für vertikalen Wandkanal
- Z-NS-4Z.1_300 Normschiene 10 x 25 x 300 mm mit Adapter für vertikalen Wandkanal
- Z-51-4Z.1 Korb groß mit Adapter für vertikalen Wandkanal



CIM med GmbH

Euro-Industriepark
Margot-Kalinke-Str. 9
80939 München

T +49 89. 978 94 08-0

CIM med Inc.

University Executive Park
301 McCullough Drive, Suite 400
Charlotte NC, 28262 / USA

T +1 704 221 0721

info@cim-med.com
www.cim-med.com

